## LCR データの処理について

2007/11/02 H. M.

1) GPIBによるLCRメータのデータ自動測定は GPIBによる計測.doc

を参照すること。その際、温度制御については、 温度コントローラ TCU4 マニュアル.doc を参照すること。

## 2) 測定したデータは

```
17:32:38, -0.0001429, PF31V3H N C 29. 26400E-12, N D 0.000730E+00 17:36:11, -0.0001548, PF31V3H N C 29. 27600E-12, N D 0.001160E+00 17:41:37, -0.0002056, PF31V3H N C 29. 24900E-12, N D 0.000060E+00 17:44:23, -0.0002557, PF31V3H N C 29. 26700E-12, N D 0.000700E+00 17:53:56, -0.0003794, PF31V3H N C 29. 24300E-12, N D 0.002600E+00 17:54:42, -0.0003872, PF31V3H N C 29. 28400E-12, N D 0.001350E+00 17:56:15, -0.0004014, PF31V3H N C 29. 28400E-12, N D 0.001040E+00 17:57:28, -0.000412, PF31V3H N C 29. 25400E-12, N D 0.001160E+00 18:00:11, -0.0004328, PF31V3H N C 29. 23200E-12, N D 0.001160E+00 18:01:13, -0.0004399, PF31V3H N C 29. 23200E-12, N D 0.00150E+00 18:18:10, -0.0005147, PF31V3H N C 29. 23100E-12, N D 0.001510E+00 18:23:36, -0.0005254, PF31V3H N C 29. 23400E-12, N D 0.000040E+00 18:28:16, -0.0005307000000000001, PF31V3H N C 29. 19600E-12, N D 0.000340E+00
```

このデータを見ると、Dの値が負になるときは、マイナス記号が「D-」のように直前の文字とくっついて出力されている。このままだと読みとるとき、マイナス記号が欠落するので、ワードパッドなどのエディターで

検索文字 D-

置換文字 D -

として、 $\lceil D - \rceil$  を  $\lceil D - \rceil$  に置き換える。(スペースに注意)

3) 温度が熱起電力のV単位であるので、これを

## lcrfVtoT.exe

を起動して、熱起電力表から換算したケルビン単位の温度に変換して出力する。 このプログラムは熱起電力表 TV-TAB.TXT と同一のフォルダー内で実行すること。

4) 温度に変換したデータは次のようになっている。

```
253.653
0.29232e+02
0.15000e-03
18:00:11

253.333
0.29227e+02
0.16800e-02
18:01:13

249.968
0.29231e+02
0.15100e-02
18:18:10

249.484
0.29234e+02
0.40000e-04
18:23:36

249.244
0.29196e+02
0.34000e-03
18:28:16
```

1行目には変換前のファイル名が入っている。この行には任意のコメントを書いて良い。 2行目の Temperature(K) はエディターで Temperature(K) と、Kの後のスペースを除い ておく方が、作図ソフトにデータを引き渡す際には便利であろう。

## 5) 作図した例

